


WAYS OF USE

- 1) Introducir y posicionar la mano en la Parte Superior
- 2) Posicionar los dedos en los surcos mecanizados en la Parte Superior
- 3) Posicionar el sistema auxiliar en la zona afectada
- 4) Aplicar presión a gusto
- 5) Masajear de forma horizontal, vertical y radialmente, en el caso de la base con semiesferas.
- 6) En el caso de cambiar la base, quitar la base intercambiable y sustituirla con el otro modelo de base (curvas en relieve)
- 7) Repetir los pasos anteriores para realizar la terapia con la otra base, y así asegurar un masaje longitudinal más eficaz




La base intercambiable, como en su nombre lo dice, es una base que se puede montar y desmontar del sistema auxiliar, sacando la parte inferior del sistema, para poder tener diferentes tipos de bases con distintos relieves, los cuales nos permiten realizar distintos tipos de masajes.

La base con semiesferas se compone de 4 láminas de 3 mm cada lámina, las cuales se les inserta unos pequeños cuerpos que terminan en semiesfera, con los cuales permiten o facilitan masajear longitudinal y radialmente en las zonas afectadas.



La base con curvas en relieve se compone de 4 láminas de 3 mm cada lámina, las cuales se les inserta una serie de relieves en curva en la parte inferior, zona de contacto, las cuales permiten una mejor sensación al realizar masajes de forma longitudinal.



**Lorem
Bois**